

Ecco cosa dice chi ha provato Snuza:

“Mi basta accenderlo, fissarlo al pannolino, e so che lo Snuza mi avvertirà immediatamente se qualcosa non andasse nel respiro del mio bambino”

“Grazie Snuza, mi hai dato la tranquillità di sapere che il mio bambino è in mani sicure, ovunque ci troviamo”

“Ora dormo molto più tranquillo sapendo che se qualcosa andasse storto Snuza mi avvertirà”

“Lo terrò anche per il prossimo bambino! Lo raccomando a tutti come un Must da avere”

“Lo Snuza è stata una vera benedizione per noi specialmente durante le prime settimane quando le ore di sonno sono così preziose”

“Ci ha avvertito quando il nostro bambino di quattro mesi ha avuto un serio episodio di apnea nel sonno e adesso lo stiamo curando grazie a Snuza Halo”

“Lo abbiamo usato con bambini estremamente prematuri ed è davvero efficace”

“Un grande prodotto e una vera benedizione per i nuovi genitori”

www.incas-online.com

snuzaTM
Mobile Baby Movement Monitors

| CARATTERISTICHE TECNICHE | HALO | GO |
|---|------|----|
| Rilevazione movimenti respiratori | ✓ | ✓ |
| Vibrazione | ✓ | ✗ |
| Mobile senza cavi | ✓ | ✓ |
| Sensore morbido e flessibile per una maggiore certezza (praticamente elimina i falsi allarmi) | ✓ | ✓ |
| Batteria sostituibile per usi prolungati | ✓ | ✓ |
| Nessuna connessione o cavo nessun problema in caso di black-out | ✓ | ✓ |
| Ti avverte in caso di movimenti rallentati o deboli | ✓ | ✓ |
| E' comprensivo del microprocessore più aggiornato in termini di sicurezza e prestazione | ✓ | ✓ |
| Astuccio di protezione | ✓ | ✓ |
| Ipoallergenico e anallergico | ✓ | ✓ |
| Utilizzabile per più bambini nello stesso lettino | ✓ | ✓ |



IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA



IN.C.A.S. S.r.l. INNOVAZIONI CASAMICHELE

Via Staffali, 40/A - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) Italy
Tel. +39 045 8601267 - Fax +39 045 8601090 - info@incas-online.com

Non posso
più dormire
senza il mio
Snuza



snuzaTM
Mobile Baby Movement Monitors

Il rivoluzionario Snuza Halo controlla la frequenza e l'intensità di ogni singolo movimento respiratorio del tuo bambino.

Una volta applicato al pannolino, la sensibile e flessibile estremità di Halo aderirà delicatamente al pancino (addome) del bambino, e ti avvertirà qualora i movimenti respiratori divenissero deboli o rallentati (meno di 8 movimenti per minuto).

Se Halo non rileva nessun movimento per 15 secondi emetterà una leggera vibrazione: questa stimolazione è spesso sufficiente a ridestare il respiro del tuo bambino.

Dopo altri 5 secondi senza nessun movimento respiratorio Halo emetterà un segnale d'allarme!

Così tu potrai dormire sonni tranquilli sapendo che Halo controlla il tuo bambino.



snuza™
HALO
Mobile Baby Movement Monitor

Winner of the Chairman's Award
SABS | DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2009



Con Snuza tutti possono dormire sonni tranquilli.

Fissa lo Snuza al pannolino del tuo bambino, attivalo e rilassati.

Lo Snuza ti avvertirà se i movimenti respiratori del tuo bambino dovessero interrompersi.

La nostra tecnologia ultrasensibile di rilevazione dei movimenti rileva ogni più piccolo movimento del tuo bambino. Se qualsiasi movimento si interrompesse per più di 15 secondi lo Snuza ti avvertirà.

Snuza è mobile. Nessun cavo, filo, o cerotto: Snuza lo puoi portare ovunque.

La felicità è una notte di sonni tranquilli!!!

snuza™
go!

Mobile Baby Movement Monitor

Porta lo Snuza Go con te a casa dei nonni, in vacanza, in giardino... ovunque andiate tu e il tuo bambino.

Snuza Go ti avvertirà se il respiro del tuo bambino divenisse debole o rallentato (meno di 8 movimenti per minuto).

Se lo Snuza Go non rileva movimenti del tuo bambino per 20 secondi un allarme ti avvertirà (se preferisci essere allertato prima puoi ridurre il periodo a 15 o 18 secondi)



Lo Snuza è inoltre raccomandato per i bambini prematuri o gemelli, quando non può essere utilizzato un monitor sotto il materassino.